

Equipo	Actividad	Personal autorizado	Periodicidad recomendada	Acciones a realizar para que pueda lograrse
Microscopios	<p>Verificar enfoque de objetivos.</p> <p>Limpieza exterior de objetivos que se ensucian con aceite de inmersión.</p> <p>Limpieza exterior de oculares</p>	<p>Auxiliares/técnicos de laboratorio</p> <p>Maestro</p>	<p>Cada semana</p> <p>Al terminar de usar el equipo.</p>	
Potenciómetros	<p>Verificar medición con Buffer de referencia.</p> <p>Conservar electrodo según indicaciones del manual.</p>	Auxiliares/técnicos de laboratorio	Cada 15 días	

Equipo	Actividad	Personal autorizado	Periodicidad recomendada	Acciones a realizar para que pueda lograrse
Balanzas electrónicas	Limpieza externa.	Maestro-alumno	Después de cada uso.	
	Verificar medición del peso correcto.	Auxiliares/técnicos de Laboratorios, ayudantía de auxiliar/técnico de lab.	Al menos una vez por semana.	
	Calibración según manual de usuario.	Auxiliares/técnicos de laboratorios, ayudantía de auxiliar/técnico de lab.	Al menos una vez por semana.	
Compresores	Verificar nivel de aceite	Auxiliares/técnicos de Laboratorio	Cuando se requiera y realizarlo de acuerdo a instructivo.	
	Purgar agua.	Auxiliares/técnicos de Laboratorio	Antes del uso del equipo en cada práctica.	
			Antes del uso del equipo en cada práctica.	

Equipo	Actividad	Personal autorizado	Periodicidad recomendada	Acciones a realizar para que pueda lograrse
Bombas de Vacío	Entregar la bomba de vacío junto con la correspondiente trampa de humedad, y el instructivo de uso  Ajustar nivel de aceite	Auxiliares/técnicos de laboratorio, ayudantía de auxiliar/técnico  Auxiliares/técnicos de laboratorio, ayudantía de auxiliar/técnico	Durante el uso del equipo en cada práctica.  Cada semana	
Autoclaves	Verificar niveles de agua  Limpieza externa e interna.  Revisar que se haya purgado y en caso necesario purgar y limpiar	Maestro-alumno  Auxiliares/técnicos de Laboratorios, ayudantía de auxiliar/técnico de lab.  Auxiliares/técnicos de laboratorios, ayudantía de auxiliar/técnico de lab.  Auxiliares/técnicos de laboratorios, ayudantía de auxiliar/técnico de lab.	Antes de usarlo  Al menos una vez por semana.  Al menos una vez por semana.  Al finalizar su turno, diario	

Equipo	Actividad	Personal autorizado	Periodicidad recomendada	Acciones a realizar para que pueda lograrse
Fuentes de alimentación modelo 1651 y 1651A	Cambiar fusible	Auxiliares/técnicos de laboratorios	Cada vez que se requiera	
Amperímetros y miliamperímetros de corriente alterna	Cambiar fusible	Auxiliares/técnicos de laboratorios	Cada vez que se requiera	